

# D-dimer

## (Quantitative Turbidimetric Immunoassay)

REF	Content	
PT50556	<b>R1</b> 1 × 30 ml,	<b>R2</b> 1 × 10 ml

3- کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با محلول‌ها رعایت گردد.

**شرایط نگهداری و پایداری معرف ها:**  
 معرف‌ها در صورتی که در دمای 10°C - 2 به دور از نور مستقیم نگهداری شوند تا پایان تاریخ انقضاء درج شده بر روی برجسب کیت پایدار و قابل استفاده خواهند ماند. از آلوده شدن معرف‌ها و نگهداری آنها در دمای انجماد یا در معرض نور مستقیم خودداری شود.

**آماده‌سازی معرف ها:**  
 معرف‌های R1 و R2 به صورت مایع و آماده مصرف می‌باشند.  
**معرف R2 را از قبل از شروع به کار کمی به آرامی تکان دهید.**  
 جمع‌آوری، آماده‌سازی و نگهداری نمونه‌ها:

نوع نمونه:  
 پلاسما سیتراته (لوله درب آبی)  
 نکته: نمونه‌ها باید سریعاً بعد از جمع‌آوری سانتریفیوژ شده و در همان روز مورد سنجش قرار بگیرند. در غیر این صورت نمونه‌ها را حداکثر برای یک روز در دمای 8 - 2 °C و یا یک ماه در دمای 20°C- قرار دهید.  
 - چرخه Freeze - Thaw هر نمونه تنها یک بار انجام شود.  
 - قبل از انجام آزمایش اجازه دهید دمای نمونه‌ها به دمای اتاق برسد.

**روش کار:**  
 مواد و لوازم مورد نیاز:  
 1 - محلول‌های کار (معرف‌ها)  
 2 - تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه  
 3 - کالیبراتور و کنترل‌های D-دایمر شرکت پیشتاز طب جهت کالیبراسیون و کنترل.

**روش انجام آزمایش:**  
 این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر قابل نصب و استفاده است. پارامترهای مورد نیاز برای استفاده در اتوآنالایزرهای مختلف موجود بوده، که در صورت نیاز می‌توانید آن را از بخش فنی شرکت پیشتاز طب درخواست نمایید.

منحنی واکنش: Increasing

نمونه	کالیبراتور/ استاندارد	بلانک	معرف 1
900	900	900	معرف 1
30	30		کالیبراتور/ استاندارد
30			نمونه

پس از مخلوط نمودن معرف شماره 1 و نمونه، 5 دقیقه در دمای 37 °C انکوبه نمایید و سپس معرف شماره 2 را اضافه نمایید

نمونه	کالیبراتور/ استاندارد	بلانک	معرف 2
300	300	300	معرف 2

پس از اضافه نمودن معرف شماره 2 بلافاصله اولین جذب نوری را می‌گیریم (I\*)، سپس 5 دقیقه بعد دومین جذب نوری را می‌گیریم (II\*).

محاسبات:  
 اختلاف جذب‌های I\* و II\* را برای کالیبراتور، کنترل و نمونه‌ها در طول موج 546 nm محاسبه نمایید. با استفاده از رابطه زیر غلظت D-دایمر در کنترل‌ها و نمونه‌ها را تعیین نمایید.

$$D - \text{dimer } (\mu\text{g/mL}) = \frac{\Delta A \text{ Control/Sample}}{\Delta A \text{ Cal}} \times \text{Conc. Cal } (\mu\text{g/mL})$$

### کاربرد:

اندازه‌گیری میزان D-dimer در پلاسما.

### اهمیت بالینی:

هر مونومر فیبرین شامل دو ذمین D، که هر کدام در یکی از انتهای مولکول قرار می‌گیرند و یک ذمین مرکزی E است. پلیمریزه شدن مونومرهای فیبرین در نتیجه اتصال دومین‌های D انتهای مونومرهای مختلف به یکدیگر (اتصال انتها به انتهای مونومرها) صورت گرفته و منجر به تشکیل فیبرین نامحلول یا لخته فیبرینی می‌شود. به عبارت دیگر بخش‌های D-دایمر در نتیجه تشکیل اتصال عرضی (Cross-linkage) ذمین‌های D رشته‌های فیبرین مختلف تشکیل می‌شوند که به وسیله فاکتور XIIIa کاتالیز می‌شود. در تشکیل پلیمرهای فیبرینی علاوه بر اتصال انتها به انتهای مونومرها، اتصالات جانبی بین ذمین میانی E یک مونومر با ذمین‌های D مونومرهای دیگر نیز تشکیل می‌شود که باعث ایجاد شبکه فیبرینی می‌گردد. بنابراین، تشخیص D-دایمر در پلاسما تنها موید شکسته شدن یا لیز شدن فیبرین‌های Cross-link شده است. فرآیند فیبرینولیز عبارت است از حل شدن (تجزیه شدن) کنترل شده لخته‌ها که در هنگام بهبودی زخم‌ها صورت می‌گیرد. علاوه بر این، فرآیند فیبرینولیز در هنگام تشکیل لخته نیز به میزان محدودی و به عنوان مکانیسمی در جهت محدود کردن تشکیل لخته مازاد، انجام می‌شود. پلاسمین آنزیم اصلی دخیل در فرآیند فیبرینولیز است، این آنزیم باعث هیدرولیز پروتئولیتیک شبکه فیبرینی و ایجاد محصولات محلول حاصل از تجزیه فیبرین یا FDP (Fibrin Degradation Products) با اندازه‌های مختلف می‌کند که شامل قطعات X، Y، E و D-دایمرهای D-D می‌باشند. افزایش میزان D-دایمر در خون نشان‌دهنده تشکیل ترومبوس (لخته خونی غیرمترک در طول دیواره یک رگ خونی) و افزایش فیبرینولیز است. علاوه بر این، بالا بودن سطح D-دایمر با بیماری‌های مختلفی مانند تومورهای بدخیم، عوارض زایمان، آسیب‌های عروقی و سندرم انعقاد درون عروقی منتشر (DIC) مرتبط است.

### اساس آزمایش:

در این روش کمپلکس‌های D-دایمر موجود در نمونه با آنتی‌بادی‌های منوکلونال موشی ضد D-دایمر انسانی، که بر روی ذرات لاتکس تثبیت شده‌اند واکنش می‌دهند که این واکنش منجر به تجمع (Agglutination) آنها و افزایش کدورت (توربیدیتی) می‌شود. میزان افزایش کدورت ایجاد شده که متناسب با غلظت D-دایمر موجود در نمونه است، به وسیله اسپکترومتر سنجیده می‌شود.

### ترکیب معرف ها:

Component	Ingredients
<b>R1</b> D-dimer Buffer Solution 1	2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol buffer solution (pH 8.5)
<b>R2</b> D-dimer Latex Reagent 2	Anti-human D-dimer mouse monoclonal antibody-coated latex

### نکات ایمنی و هشدارها:

1- از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی می‌توان استفاده نمود.  
 2- در معرف‌های این کیت از Proclin 300 به عنوان ماده نگهدارنده (Preservative) استفاده شده است، لذا به هیچ عنوان از دهان برای کار با پبیست استفاده نشود و از تماس مستقیم محلول‌ها با دست و چشم‌ها خودداری شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شسته شود.

دامنه مرجع:  $\leq 0.5 \mu\text{g/ml}$

بهتر این است که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیماران دامنه مرجعی مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این تست باید با تاریخچه پزشکی بیمار، آزمایشات و دیگر یافته‌ها به‌طور همزمان بررسی شوند.

ویژگی و کارایی کیت:

1- دامنه اندازه‌گیری (Linearity):

این کیت توانایی اندازه‌گیری مقدار D-دایمر در محدوده  $0.2 - 12 \mu\text{g/mL}$  را دارا است.

2- حداقل میزان قابل اندازه‌گیری:

حداقل میزان D-دایمر قابل اندازه‌گیری به وسیله این کیت  $0/2 \mu\text{g/mL}$  می‌باشد.

3- حساسیت:

1) میزان تغییرات جذب معرف بلانک:  $\leq 0/01/\text{min}$

2- حساسیت: میزان تغییرات جذب D-دایمر به ازاء  $10 \mu\text{g/mL}$  برابر با  $0/01 - 0/05/\text{min}$  می‌باشد.

4- صحت:

مقادیر مورد نظر در محدوده  $85 - 115\%$  مقدار مورد نظر قرار می‌گیرند.

5- میزان دقت (Precision):

Intra-assay (n = 20)			
CV%	SD ( $\mu\text{g/ml}$ )	Mean ( $\mu\text{g/ml}$ )	
2/92	0/10	3/43	نمونه 1
1/58	0/16	10/08	نمونه 2

Inter-assay (n = 20)			
CV%	SD ( $\mu\text{g/ml}$ )	Mean ( $\mu\text{g/ml}$ )	
5/2	0/17	3/30	نمونه 1
3/1	0/30	9/54	نمونه 2

6- محدودیت‌ها و تداخلات:

بیلی‌روبین آزاد تا غلظت  $17 \text{ mg/dL}$ ، بیلی‌روبین کونژوگه تا غلظت  $21 \text{ mg/dL}$ ، هموگلوبین تا غلظت  $500 \text{ mg/dL}$ ، فاکتور روماتوئید تا  $500 \text{ IU/mL}$  و کدورت ناشی از فرمازین تا  $1960$  واحد موجب تداخلی در نتیجه آزمایش نمی‌شوند.

7- مقایسه روش‌ها (Accuracy):

از مقایسه بین کیت D-دایمر شرکت پیشتاز طب (y) با یک کیت تجاری معتبر (x)، نتایج زیر به دست آمد:

$$y = 0.97x + 0.81, r = 0.99$$

منابع:

1- Riley R. S., et al, (2016), Widely Used Types and Clinical Applications of D-dimer Assay, Lab Medicine, 47:2; 90-102.

2- Burtis, C. A., et al, (2012), Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 5th edition, Elsevier.

3- Akemi Takada et al, (2005), Japanese Journal of Clinical Laboratory Automation, 30, 721.

4- Miyuki Kikuchi et al., (2005), Journal of the Japanese Society for Laboratory Hematology, 6, 349.